



E[®]-xpan**d**

Catéter balón de endoprótesis

- Para soporte de los procedimientos endovasculares, ej. E-vita thoracic o E-vita abdominal
- Balón distensible
- Marcadores radiopacos para un posicionamiento exacto
- Tiempos cortos de inflado y desinflado
- Compatible con guía de 0,035" (0,89mm)
- Compatible con introductores de 12F (4mm)

Información para pedidos

Envío rápido y fiable en 24 horas en Europa.

Contacte con su oficina local: +34 91 648 70 20

E-xpand Catéter balón de endoprótesis

Ø Balón (mm)	Ø Catéter balón (F/mm)	Longitud Útil (cm)	Diámetro Mínimo del introductor (F/mm)	Nº Catálogo
10-50	8/2.7	100	12/4	85XX0050N35-00

