



## Introduccion

- Facilita la introducción del catéter y los sistemas endovasculares en el sistema vascular
- Manejo con una sola mano
- La válvula hemostática se ajusta continuamente para garantizar el sellado en el rango completo de 0 F a 24 F
- Tubo armado en espiral para una máxima flexibilidad y resistencia al acodamiento
- La cobertura hidrófila permite una inserción segura
- Disponible en tamaños de 16 F, 18 F, 20 F, 22 F y 24 F



## Introductor

### Información para Pedidos

Envío rápido y fiable en 24 horas en Europa.

Contacte con su oficina local: +34 91 648 70 20

### Introductor E-asy plus

Longitud (cm)	Tamaño del introductor (F/mm)	Nº Catálogo
20	16/5.3	74XX2016N-35
20	18/6.0	74XX2018N-35
20	20/6.7	74XX2020N-35
20	22/7.3	74XX2022N-35
30	20/6.7	74XX3020N-35
30	22/7.3	74XX3022N-35
30	24/8.0	74XX3024N-35

**JOTEC**<sup>®</sup>  
SOLUTIONS FOR VASCULAR DISEASE

**JOTEC AG**  
Luzernerstr. 91  
CH-5630 Muri  
T +41 (0) 56 670 91 - 00  
F +41 (0) 56 670 91 - 02  
www.jotec.net

**JOTEC GmbH**  
Lotzenäcker 23  
D-72379 Hechingen  
T +49 (0) 74 71 / 922 - 0  
F +49 (0) 74 71 / 922 - 100

**JOTEC s.r.l.**  
Vicolo Valtellina n.15  
I-20092 Cinisello Balsamo (Mi)  
T +39 02 30310061  
F +39 02 66014455

**JOTEC CARDIOVASCULAR SL**  
Av. Castilla 2, P. E. San Fernando  
Edificio Italia – planta baja  
E-28830 San Fernando de Henares, Madrid  
T +34 (0) 91 - 648 70 20  
F +34 (0) 91 - 656 17 73

