



FlowWeave[®] & FlowWeave Bioseal[®]

Protesi Vascolari in Poliestere Woven

- La più moderna tecnica di tessitura, garantisce un basso coefficiente di dilatazione ed un'alta resistenza alla pressione.
- L'utilizzo di una speciale tessitura sul lato esterno della protesi, consente di ottenere caratteristiche superiori di biocompatibilità e integrazione con il tessuto circostante
- L'impregnazione con Collagene Bovino, per un effetto impermeabilizzante, è ottenuta nonostante l'assenza di sostanze chimiche, quali Aldeidi ed Isocianati
- Il crimpaggio concentrico, e le due linee guida presenti sulla protesi, consentono un preciso e sicuro posizionamento
- Morbidezza e maneggevolezza eccezionali

FlowWeave® & FlowWeave Bioseal®

Protesi Vascolari in Poliestere Woven

Informazioni relative all'ordine

La spedizione in Europa dei prodotti standard è garantita entro le 24 ore dalla richiesta.

Per informazioni contattate il nostro ufficio al numero: (+39) 02 30310061

FlowWeave Bioseal®

Lunghezza (cm)	Diametro (mm)	Numero di Catalogo
15	12	45ST1512
15	14	45ST1514
15	16	45ST1516
15	18	45ST1518
15	20	45ST1520
15	22	45ST1522
15	24	45ST1524
15	26	45ST1526
15	28	45ST1528
15	30	45ST1530
15	32	45ST1532
15	34	45ST1534
15	38	45ST1538
30	10	45ST3010
30	12	45ST3012
30	14	45ST3014
30	16	45ST3016
30	18	45ST3018
30	20	45ST3020
30	22	45ST3022
30	24	45ST3024
30	26	45ST3026
30	28	45ST3028
30	30	45ST3030
30	32	45ST3032
30	34	45ST3034
30	38	45ST3038
60	10	45ST6010
60	12	45ST6012
60	14	45ST6014
60	16	45ST6016
60	18	45ST6018
60	20	45ST6020
60	22	45ST6022
60	24	45ST6024
60	26	45ST6026
60	28	45ST6028
60	30	45ST6030

Le protesi possono essere fornite, su richiesta, anche senza l'impregnazione di Collagene.

JOTEC®

SOLUTIONS FOR VASCULAR DISEASE

JOTEC GmbH

Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen
T +49 (0) 74 71 / 922 - 0
F +49 (0) 74 71 / 922 - 100
www.jotec.net

JOTEC AG

Luzernerstr. 91
CH-5630 Muri
T +41 (0) 56 670 91 - 00
F +41 (0) 56 670 91 - 02

JOTEC s.r.l.

Vicolo Valtellina n.15
I-20092 Cinisello Balsamo (Mi)
T +39 02 30310061
F +39 02 66014455

JOTEC CARDIOVASCULAR SL

Parque Empresarial San Fernando
Edificio Italia - planta baja
E-28830 San Fernando de Henares, Madrid
T +34 (0) 91 - 648 70 20
F +34 (0) 91 - 656 17 73

