

Stentgraft System

Bestellinformation

Gerne unterstützen wir Sie bei der Auswahl des passenden Stentgrafts für Ihren Patienten.

Rufen Sie uns an: +49 (0) 7471 / 922-0

Iliakale Extension



| ø proximal (mm) | ø distal (mm) | Nutzbare Länge** (mm) | ø EFS (F*) | Katalog-Nr. |
|-----------------|---------------|-----------------------|------------|-------------|
| 14 | 14 | 50 | 16 | 75IE1414L05 |
| 18 | 18 | 50 | 16 | 75IE1818L05 |
| 20 | 20 | 50 | 18 | 75IE2020L05 |
| 22 | 22 | 50 | 18 | 75IE2222L05 |
| 24 | 24 | 50 | 18 | 75IE2424L05 |
| 26 | 26 | 50 | 18 | 75IE2626L05 |

Aortale Extension



| ø proximal (mm) | ø distal (mm) | Ummantelte Länge (mm) | ø EFS (F*) | Katalog-Nr. |
|-----------------|---------------|-----------------------|------------|-------------|
| 26 | 26 | 50 | 20 | 73AE2626L05 |
| 28 | 28 | 50 | 20 | 73AE2828L05 |
| 30 | 30 | 50 | 22 | 73AE3030L05 |
| 32 | 32 | 50 | 22 | 73AE3232L05 |
| 34 | 34 | 50 | 22 | 73AE3434L05 |
| 36 | 36 | 50 | 22 | 73AE3636L05 |

* 3F \pm 1 mm

** Nutzbare Länge ohne Berücksichtigung der Überlappungszone.

Stentgraft System

Hauptprothese



| ø proximal (mm) | ø distal (mm) | Rumpflänge (mm) | Ummantelte Länge (mm) | ø EFS (F*) | Katalog-Nr. |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|------------|----------------|
| 24 | 12 | 50 | 150 | 20 | 73MB2412L15-08 |
| 24 | 12 | 70 | 150 | 20 | 73MB2412L15-10 |
| 24 | 14 | 50 | 150 | 20 | 73MB2414L15-08 |
| 24 | 14 | 70 | 150 | 20 | 73MB2414L15-10 |
| ▼ 26 | 12 | 50 | 150 | 20 | 73MB2612L15-08 |
| 26 | 12 | 70 | 150 | 20 | 73MB2612L15-10 |
| 26 | 12 | 70 | 170 | 20 | 73MB2612L17-10 |
| 26 | 14 | 50 | 150 | 20 | 73MB2614L15-08 |
| 26 | 14 | 70 | 150 | 20 | 73MB2614L15-10 |
| 26 | 14 | 70 | 170 | 20 | 73MB2614L17-10 |
| 26 | 18 | 50 | 150 | 20 | 73MB2618L15-08 |
| 26 | 18 | 70 | 150 | 20 | 73MB2618L15-10 |
| 26 | 18 | 50 | 170 | 20 | 73MB2618L17-08 |
| 26 | 18 | 70 | 170 | 20 | 73MB2618L17-10 |
| ▼ 28 | 14 | 50 | 150 | 20 | 73MB2814L15-08 |
| 28 | 14 | 70 | 150 | 20 | 73MB2814L15-10 |
| 28 | 14 | 70 | 170 | 20 | 73MB2814L17-10 |
| 28 | 16 | 50 | 150 | 20 | 73MB2816L15-08 |
| 28 | 16 | 70 | 150 | 20 | 73MB2816L15-10 |
| 28 | 18 | 50 | 150 | 20 | 73MB2818L15-08 |
| 28 | 18 | 70 | 150 | 20 | 73MB2818L15-10 |
| 28 | 20 | 50 | 150 | 20 | 73MB2820L15-08 |
| 28 | 20 | 70 | 150 | 20 | 73MB2820L15-10 |
| ▼ 30 | 14 | 50 | 150 | 22 | 73MB3014L15-08 |
| 30 | 14 | 70 | 150 | 22 | 73MB3014L15-10 |
| 30 | 14 | 70 | 170 | 22 | 73MB3014L17-10 |
| 30 | 16 | 50 | 150 | 22 | 73MB3016L15-08 |
| 30 | 16 | 70 | 150 | 22 | 73MB3016L15-10 |
| 30 | 18 | 50 | 150 | 22 | 73MB3018L15-08 |
| 30 | 18 | 70 | 150 | 22 | 73MB3018L15-10 |
| 30 | 20 | 50 | 150 | 22 | 73MB3020L15-08 |
| 30 | 20 | 70 | 150 | 22 | 73MB3020L15-10 |
| 30 | 22 | 50 | 150 | 22 | 73MB3022L15-08 |
| 30 | 22 | 70 | 150 | 22 | 73MB3022L15-10 |
| ▼ 32 | 14 | 50 | 150 | 22 | 73MB3214L15-08 |
| 32 | 14 | 70 | 150 | 22 | 73MB3214L15-10 |
| 32 | 14 | 70 | 170 | 22 | 73MB3214L17-10 |
| 32 | 16 | 50 | 150 | 22 | 73MB3216L15-08 |
| 32 | 16 | 70 | 150 | 22 | 73MB3216L15-10 |
| 32 | 22 | 50 | 150 | 22 | 73MB3222L15-08 |
| 32 | 22 | 70 | 150 | 22 | 73MB3222L15-10 |
| ▼ 34 | 14 | 50 | 150 | 22 | 73MB3414L15-08 |
| 34 | 14 | 70 | 150 | 22 | 73MB3414L15-10 |
| 34 | 16 | 50 | 150 | 22 | 73MB3416L15-08 |
| 34 | 16 | 70 | 150 | 22 | 73MB3416L15-10 |
| 34 | 20 | 50 | 150 | 22 | 73MB3420L15-08 |
| 34 | 20 | 70 | 150 | 22 | 73MB3420L15-10 |
| 34 | 22 | 50 | 150 | 22 | 73MB3422L15-08 |
| 34 | 22 | 70 | 150 | 22 | 73MB3422L15-10 |

Kontralaterales Bein



| ø proximal (mm) | ø distal (mm) | Nutzbare Länge** (mm) | ø EFS (F*) | Katalog-Nr. |
|-----------------|---------------|-----------------------|------------|-------------|
| 16 | 12 | 50 | 16 | 75CL1612L05 |
| 16 | 12 | 70 | 16 | 75CL1612L07 |
| 16 | 12 | 90 | 16 | 75CL1612L09 |
| 16 | 12 | 105 | 16 | 75CL1612L10 |
| 16 | 14 | 50 | 16 | 75CL1614L05 |
| 16 | 14 | 70 | 16 | 75CL1614L07 |
| 16 | 14 | 90 | 16 | 75CL1614L09 |
| 16 | 14 | 105 | 16 | 75CL1614L10 |
| 16 | 16 | 50 | 16 | 75CL1616L05 |
| 16 | 16 | 70 | 16 | 75CL1616L07 |
| 16 | 16 | 90 | 16 | 75CL1616L09 |
| 16 | 16 | 105 | 16 | 75CL1616L10 |
| 16 | 18 | 50 | 16 | 75CL1618L05 |
| 16 | 18 | 70 | 16 | 75CL1618L07 |
| 16 | 18 | 90 | 16 | 75CL1618L09 |
| 16 | 18 | 105 | 16 | 75CL1618L10 |
| 16 | 20 | 50 | 18 | 75CL1620L05 |
| 16 | 20 | 70 | 18 | 75CL1620L07 |
| 16 | 20 | 90 | 18 | 75CL1620L09 |
| 16 | 20 | 105 | 18 | 75CL1620L10 |
| 16 | 22 | 50 | 18 | 75CL1622L05 |
| 16 | 22 | 70 | 18 | 75CL1622L07 |
| 16 | 22 | 90 | 18 | 75CL1622L09 |
| 16 | 22 | 105 | 18 | 75CL1622L10 |
| 16 | 24 | 50 | 18 | 75CL1624L05 |
| 16 | 24 | 70 | 18 | 75CL1624L07 |
| 16 | 24 | 90 | 18 | 75CL1624L09 |
| 16 | 24 | 105 | 18 | 75CL1624L10 |

* 3F \cong 1 mm

** Nutzbare Länge ohne Berücksichtigung der Überlappungszone.