



E-asy[®]
plus

Einführschleuse

- Erleichtert das Einbringen von interventionellen Katheter- und Stentgraft Systemen ins Gefäßsystem
- Selbsterklärende Einhandbedienung
- Stufenlos einstellbares hämostatisches Ventil garantiert vollständige Abdichtung zwischen 0 F und 24 F
- Spiralverstärktes Schlauchmaterial für maximale Knickfestigkeit und Flexibilität
- Hydrophile Beschichtung ermöglicht einfaches und sicheres Einführen
- Erhältlich in 16 F, 18 F, 20 F, 22 F und 24 F



Einführungschleuse

Bestellinformation

In Deutschland, Österreich und der Schweiz liefern wir schnell und zuverlässig innerhalb von 24 Stunden.
Rufen Sie uns an: +49(0)7471/922-0

E-asy plus Einführungschleuse

Länge (cm)	Schleusengröße (F/mm)	Katalog Nr.
20	16/5.3	74XX2016N-35
20	18/6.0	74XX2018N-35
20	20/6.7	74XX2020N-35
20	22/7.3	74XX2022N-35
30	20/6.7	74XX3020N-35
30	22/7.3	74XX3022N-35
30	24/8.0	74XX3024N-35



JOTEC AG
Luzernerstr. 91
CH-5630 Muri
T +41 (0) 56 670 91 - 00
F +41 (0) 56 670 91 - 02
www.jotec.net

JOTEC GmbH
Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen
T +49 (0) 74 71 / 922 - 0
F +49(0) 74 71 / 922 - 100

JOTEC s.r.l.
Vicolo Valtellina n.15
I-20092 Cinisello Balsamo (Mi)
T +39 02 30310061
F +39 02 66014455

JOTEC CARDIOVASCULAR SL
Av. Castilla 2, P. E. San Fernando
Edificio Italia – planta baja
E-28830 San Fernando de Henares, Madrid
T +34 (0) 91 - 648 70 20
F +34 (0) 91 - 656 17 73

