



FlowLine Bipore[®]

ePTFE Gefäßprothesen

- Einzigartiges Bipore-Design mit zwei definierten Knotenabständen für geringe Thrombogenität
- Zusätzlicher ePTFE-Wickel garantiert sehr gutes Nahrückhaltevermögen und hohe Berstfestigkeit
- Einzigartige Guideline, die Durchmesser und Wandstärke auf einen Blick erkennen lässt
- Spiralverstärkung für gute Knick- und Kompressionsresistenz
- Hervorragendes Nahtverhalten und geschmeidige Handhabung
- Einfaches und problemloses Entfernen der Spiralverstärkung

FlowLine Bipore®

ePTFE Gefäßprothesen

Bestellinformation

In Deutschland, Österreich und der Schweiz liefern wir schnell und zuverlässig innerhalb von 24 Stunden.

Rufen Sie uns an: Tel. +49 (0) 74 71 / 922 - 0

Thin Wall Thin Wall mit Spiralverstärkung

Länge (cm)	Durchmesser (mm)	Katalognummer	Katalognummer
10	5	10TW1005N	10TW1005S
20	6	10TW2006N	-
20	7	10TW2007N	-
20	8	10TW2008N	-
40	5	10TW4005N	10TW4005S
40	6	10TW4006N	-
50	6	10TW5006N	10TW5006S
50	7	10TW5007N	10TW5007S
50	8	10TW5008N	10TW5008S
70	5	10TW7005N	10TW7005S
80	6	10TW8006N	10TW8006S
80	7	10TW8007N	10TW8007S
80	8	10TW8008N	10TW8008S

Standard Wall Standard Wall mit Spiralverstärkung

Länge (cm)	Durchmesser (mm)	Katalognummer	Katalognummer
20	6	10SW2006N	-
20	7	10SW2007N	-
40	5	10SW4005N	-
50	6	10SW5006N	10SW5006S
50	7	10SW5007N	10SW5007S
50	8	10SW5008N	10SW5008S
70	5	10SW7005N	10SW7005S
80	6	10SW8006N	10SW8006S
80	7	10SW8007N	10SW8007S
80	8	10SW8008N	10SW8008S

JOTEC®

SOLUTIONS FOR VASCULAR DISEASE

JOTEC AG
Luzernerstr. 91
CH-5630 Muri
T +41 (0) 56 670 91 - 00
F +41 (0) 56 670 91 - 02
www.jotec.com

JOTEC GmbH
Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen
T +49 (0) 74 71 / 922 - 0
F +49 (0) 74 71 / 922 - 100

JOTEC s.r.l.
Vicolo Valtellina n.15
I-20092 Cinisello Balsamo (Mi)
T +39 02 30310061
F +39 02 66014455

JOTEC CARDIOVASCULAR SL
Av. Castilla 2, P. E. San Fernando
Edificio Italia – planta baja
E-28830 San Fernando de Henares, Madrid
T +34 (0) 91 - 648 70 20
F +34 (0) 91 - 656 17 73

