



E[®]-wire

Führungsdraht

- Extra steifer, beschichteter 0.035" Führungsdraht
- Kurze, flexible Spitze mit exzellenter Röntgensichtbarkeit
- Erhältlich in zwei unterschiedlichen Längen: 190 und 300 cm
- Zur Verwendung bei katheterbasierten diagnostischen und interventionellen Prozeduren

Führungsdraht

Bestellinformation

In Deutschland, Österreich und der Schweiz liefern wir schnell und zuverlässig innerhalb von 24 Stunden.

Rufen Sie uns an: +49 (0) 7471 / 922-0

E-wire Führungsdraht

Länge (cm)	Länge flexible Spitze (cm)	Durchmesser ("/mm)	Katalognummer
190	6	0.035/0,89	76XX1935N-06
300	6	0.035/0,89	76XX3035N-06

3 Stück/Verpackungseinheit