



E-xpand[®]

Stentgraft Ballonkatheter

- Zur Unterstützung endovaskulärer Stentgraft Prozeduren
z. B. E-vita thoracic oder E-vita abdominal
- Compliant Ballon
- Röntgenmarker zur exakten Positionierung
- Kurze Inflations- und Deflationszeiten
- Kompatibel mit 0.035" (0,89 mm) Führungsdrähten
- Minimaler Schleusendurchmesser 12 F (4 mm)

Bestellinformation

In Deutschland, Österreich und der Schweiz liefern wir schnell und zuverlässig innerhalb von 24 Stunden.

Rufen Sie uns an: +49(0)7471/922-0

E-xpand Stentgraft Ballonkatheter

ø Ballon (mm)	ø Schaft (F/mm)	Nutzbare Länge (cm)	Minimaler Schleusendurchmesser (F/mm)	Katalognummer
10-50	8/2.7	100	12/4	85XX0050N35-00

