



## **E**<sup>®</sup>-wire

### Guía

- Guía recubierta de 0.035", extra rígida
- Punta corta y muy flexible en forma de J, con visibilidad óptima para rayos X
- Disponible en 2 longitudes: 190 y 300 cm
- Se puede utilizar con cualquier catéter para procedimientos diagnósticos e intervencionistas

## Guía

### Información para Pedidos

Envío rápido y fiable en 24 horas en Europa.

Contacte con su oficina local: **+34 91 648 70 20**

### Guía E-wire

Longitud (cm)	Longitud punta flexible (cm)	Diámetro ("/mm)	Nº Catálogo
190	6	0.035/0,89	76XX1935N-06
300	6	0.035/0,89	76XX3035N-06

3 unidades/caja

**JOTEC**<sup>®</sup>  
SOLUTIONS FOR VASCULAR DISEASE

**JOTEC GmbH**  
Lotzenäcker 23  
D-72379 Hechingen  
T +49 (0) 74 71 / 922 - 0  
F +49 (0) 74 71 / 922 - 100  
www.jotec.com

**JOTEC AG**  
Luzernerstr. 91  
CH-5630 Muri  
T +41 (0) 56 670 91 - 00  
F +41 (0) 56 670 91 - 02

**JOTEC s.r.l.**  
Vicolo Valtellina n.15  
I-20092 Cinisello Balsamo (Mi)  
T +39 02 30310061  
F +39 02 66014455

**JOTEC CARDIOVASCULAR SL**  
Parque Empresarial San Fernando  
Edificio Italia – planta baja  
E-28830 San Fernando de Henares, Madrid  
T +34 (0) 91 - 648 70 20  
F +34 (0) 91 - 656 17 73