



FlowNit[®] & FlowNit Bioseal[®]

Prótesis Vascular de tejido anudado de poliéster

- La técnica más moderna de tejido garantiza una mínima dilatación y una elevada resistencia a la ruptura
- Hilo texturizado especial en el exterior de la prótesis para una óptima incorporación del tejido y mejor cicatrizado
- Impregnación libre de aldehídos e isocianatos tipo Bioseal[®] con colágeno mediante proceso de deshidratación térmica para impermeabilizar la prótesis
- Su texturizado por ondas concéntricas y la línea guía facilitan un posicionamiento seguro y preciso
- Manejo excepcionalmente suave y flexible

FlowNit® & FlowNit Bioseal®

Prótesis Vascolar de tejido anudado de poliéster

Información para Pedidos

Envío rápido y fiable en 24 horas en Europa.

Contacte con su oficina local: +34 91 648 70 20

Prótesis FlowNit Bioseal®

Tubos rectos

Longitud (cm)	Diámetro (mm)	Nº Catálogo
15	6	35ST1506
15	7	35ST1507
15	8	35ST1508
15	10	35ST1510
15	12	35ST1512
15	14	35ST1514
15	16	35ST1516
15	18	35ST1518
15	20	35ST1520
15	22	35ST1522
15	24	35ST1524
30	6	35ST3006
30	7	35ST3007
30	8	35ST3008
30	10	35ST3010
30	12	35ST3012
30	14	35ST3014
30	16	35ST3016
30	18	35ST3018
30	20	35ST3020
30	22	35ST3022
30	24	35ST3024
60	6	35ST6006
60	7	35ST6007
60	8	35ST6008
60	10	35ST6010
60	12	35ST6012
60	14	35ST6014
100	8	35ST0008
100	10	35ST0010

Estas referencias se pueden suministrar sin impregnación a petición.

Prótesis FlowNit Bioseal®

Bifurcados

Longitud (cm)	Diámetro (mm)	Nº Catálogo
45	12 x 6	35BI1206
45	14 x 7	35BI1407
45	16 x 8	35BI1608
45	18 x 9	35BI1809
45	20 x 10	35BI2010
45	22 x 11	35BI2211
45	24 x 12	35BI2412

Estas referencias se pueden suministrar sin impregnación a petición.

JOTEC®

SOLUTIONS FOR VASCULAR DISEASE

JOTEC GmbH

Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen
T +49 (0) 74 71 / 922 - 0
F +49 (0) 74 71 / 922 - 100
www.jotec.net

JOTEC AG

Luzernerstr. 91
CH-5630 Muri
T +41 (0) 56 670 91 - 00
F +41 (0) 56 670 91 - 02

JOTEC s.r.l.

Vicolo Valtellina n.15
I-20092 Cinisello Balsamo (Mi)
T +39 02 30310061
F +39 02 66014455

JOTEC CARDIOVASCULAR SL

Parque Empresarial San Fernando
Edificio Italia – planta baja
E-28830 San Fernando de Henares, Madrid
T +34 (0) 91 - 648 70 20
F +34 (0) 91 - 656 17 73

