



E-asy[®]
plus

Introduttori

- Facilitano l'introduzione di endoprotesi e altri devices all'interno degli accessi vascolari
- Sistema di controllo dell'emostaticità mediante "Clamp" attivabile con una sola mano
- Valvola in silicone ad apertura continua, che garantisce una completa emostasi da 0F a 24F
- Armatura a spirale per una elevata flessibilità e resistenza al kinking
- Rivestimento Idrofilico per un inserimento atraumatico in arteria
- Disponibili nelle misure da 16F, 18F, 20F, 22F e 24F

Introduttori

Informazioni relative all'ordine

La spedizione in Europa dei prodotti standard è garantita entro le 24 ore dalla richiesta.

Per informazioni contattate il nostro ufficio al numero: (+39) 02 30310061

Introduttori E-asy plus

Lunghezza (cm)	Diametro Introduttori (F/mm)	Numero di Catalogo
20	16/5.3	74XX2016N-35
20	18/6.0	74XX2018N-35
20	20/6.7	74XX2020N-35
20	22/7.3	74XX2022N-35
30	20/6.7	74XX3020N-35
30	22/7.3	74XX3022N-35
30	24/8.0	74XX3024N-35